



Happiness is a habit,
so is your skincare.

1

HAPTEN SERIES



Geleverd in 5ml spuitjes of in 8ml flesjes voor vloeibare testen.
Elke test kan gebruikt worden voor ongeveer 150 patiënten.
Alle testen kunnen individueel of per reeks besteld worden.
Verschillende reeksen beschikbaar.

Wens je meer info over de reeksen en de testen?
Vraag naar de interactieve pdf via info@dermat.be

BELGIAN STANDARD SERIE

1.1.1 BELGIAN CORE BASELINE SERIE

[Klik op code voor meer info](#)



1. Potassium dichromate 0.5% w.p.
2. Neomycin sulfate 20% w.p.
3. Thiuram mix 1% w.p.
4. Para-phenylenediamine (PPD) 1% w.p.
5. Cobalt chloride hexahydrate 1% w.p.
6. ** Caine III Mix 10% w.p.
7. Formaldehyde 2% aq.
8. Colophonium 20% w.p.
9. Propolis 10% w.p.
10. Balsam of Peru 25% w.p.
11. N-Isopropyl-N-phenyl-paraphenylenediamine (IPPD) 0,1% w.p.
12. Wool alcohols = Lanolin alcohol 30% w.p.
13. Mercapto mix 2% w.p.
14. Epoxy resin, bisphenol A 1% w.p.
15. Paraben mix 16% w.p.
16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) 1% w.p.
17. Fragrance mix I 8% w.p.
18. Sesquiterpene Lactone mix 0,1% w.p.
19. **2-Hydroxyethyl methacrylate 2% w.p.
20. Nickel(II)sulphate hexahydrate 5% w.p.
21. *Methylisothiazolinone+Methylchlorisothiazolinone 0,02% aq.
22. Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% w.p.
23. Tixocortol-21-pivalate 0.1% w.p.

Klik op code voor meer info.



24. Budesonide 0,01% w.p.
25. Methyltribromo Glutaronitrile 0,5% w.p.
26. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyrall) 5% w.p.
27. Fragrance Mix II 14,0% w.p.
28. *Methylisothiazolinone 0.2% aq.
29. Textile Dye Mix 6.6% w.p.
30. Evernia Furfuracea 1% w.p.

1.1.2 BELGIAN EXTENDED BASELINE SERIE

1. Sodium Metabisulfiet 1% w.p.
2. Bronopol = Bromonitropropanediol 0.5% w.p.
3. Diazolidinyl Urea (Germall II) 2% w.p.
4. Imidazolidinyl Urea (Germall 115) 2% w.p.
5. Quaternium -15 1% w.p.
6. Compositae mix II 2.5% pet
7. Parthenolide 0.1% w.p.
8. Hydroperoxides of Limonene 0.3% w.p.
9. Hydroperoxides of Limonene 0.2% w.p.
10. Hydroperoxides of Linalool 1% w.p.
11. Hydroperoxides of Linalool 0.5% w.p.
12. 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 0.1% w.p.
13. Benzisothiazolinone 0.1% w.p.
14. Decyl glucoside 5% w.p.
15. Lauryl glucoside 3% w.p.

1.1.3 BELGIAN SUPPLEMENTS (BCEDG)

Klik op code voor meer info



1. Sorbitan sesquioleate 20% w.p.
2. Propylene glycol 30% aqua
3. Diphenylguanidine 1% w.p.
4. Black Rubber Mix 0.6% w.p.
5. Lidocaine 5% w.p.
6. Amerchol L-101 50% w.p.

OPGELET

** Soms zwakke erythemateuze irriterende reacties:

Een tweede lezing na 7 dagen is aangewezen.

* Gebruik een micro-pipet! 15 µl voor Finn-kamers, 20 µl voor

IQ Ultra-kamers; gebruik anders lagere concentraties om mogelijke

overgevoeligheid te voorkomen. Vals-negatieve reacties zijn niet uit te sluiten.

1.2 BELGIAN COSMETIC AND PHARMACEUTICAL SERIES

1.2.1 BELGIAN COSMETIC SERIE

Klik op code voor meer info.



1. Cetrimide 0.05% aqua
2. Benzoic Acid 5% w.p.
3. Sorbic Acid 2% w.p.
4. Dexpanthenol 5% w.p.
5. Cetearyl Alcohol 20% w.p.
6. Phenoxyethanol 1% w.p.
7. Cocamidopropylbetaine 1% aqua
8. Dimethylaminopropylamine 1% aqua
9. Iodopropynyl butylcarbamate 0.2% w.p.
10. Propyl gallate 1% w.p.
11. Ethylhexylglycerin 5% w.p.
12. Chlorhexidine digluconate 0.5% aqua

Hexylene Glycol (niet meer beschikbaar)

1.2.2 BELGIAN PHARMACEUTICAL SERIE

1. Chloramphenicol 5%
2. Nitrofurazone 1% w.p.
3. Fusidic Acid (Sodium Salt) 2% w.p.
4. P-Chloro-m-Cresol (PCMC) 1% w.p.
5. Benzoyl peroxide 1% w.p.
6. Isobetadine (pur)

1.3 INTERNATIONAL SCREENING SERIES

Klik op code voor meer info.



1. Bakery
2. Corticosteroid
3. Cosmetic
4. Cutaneous Adverse Drug Reaction
5. Dental Screening
6. Dental Materials - Patients
7. Dental Materials - Staff
8. Epoxy
9. European Photopatch Baseline
10. European Photopatch Extended
11. Fragrance
12. Hairdressing
13. Isocyanate
14. Leg Ulcer
15. Medicament
16. Metal
17. (Meth) Acrylate - Adhesives, Dental & Other
18. (Meth) Acrylate - Artificial Nails
19. (Meth) Acrylate - Printing
20. Oil & Cooling Fluid
21. Plant
22. Plastic & Glue
23. Rubber Additives
24. Shoe
25. Sunscreen
26. Textile Colors & Finish TF-1000

Skincare is healthcare.

2

PATCH & SKINMARKERS





2.1 PATCH TEST CHAMBERS

Klik op beeld voor webshop



2.1.1 OP PLEISTER

I.Q. ULTRA
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: IQ-U
1 doos
100 x 10 stuks

ALLERGEAZE
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 4300
1 doos
100 x 10 stuks

VAN DER BEND
Comfortabel
(hypoallergisch - latex vrij - non woven)


REF: 4600
1 doos
50 x 10 stuks

FINN CHAMBERS
Ronde aluminium chambers
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 10000010
1 doos
100 x 10 stuks

CURATEST (L&R)
Epicutaantestpleister van vliesstof
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 30054
1 doos
50 x 10 stuks



2.1.2 OP TRANSPARANTE FILM

I.Q. ULTIMATE
Elastisch, transparant, waterbestendig
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: IQ-UL
1 doos
100 x 10 stuks

ALLERGEAZE CLEAR
(vroeger Haye's chambers, new design)
Elastisch, transparant, waterbestendig
hypoallergisch - latex vrij)

REF: ALLERGEAZECLEAR
1 doos
100 x 10 stuks

CURATEST F (L&R)
Elastisch, transparant, waterbestendig
(hypoallergisch - latex vrij)

REF: 30062
1 doos
50 x 10 stuks

2.1.3 HULPACCESSOIRES BIJ HET TESTEN

APPLICATION DEVICE (43 x 27cm)
Hulpmiddel bij het voorbereiden van de IQ
ULTIMATE en IQ ULTRA patch chambers.

REF: AP-P

IQ READING PLATE (IQ ULTRA & IQ ULTIMATE)
Vergemakkelijkt het aflezen van de patch
test resultaten.

REF: RP-P

2.2 SKINMARKERS

2.2.1 CHEMO SKINMARKER MEDIUM
NIET-STERIEL

Ingrediënten:
Gentian violet ink
Ronde punt

Per 4 verpakt in een doosje

REF: SMM-4



2.2.2 CARDINAL HEALTH SKINMARKER, STERIEL

Ingrediënten:
Gentian violet ink
Dunne punt

REF: 19005-02CE

3

THUIS -
GEBRUIK

Klik op beeld voor webshop



3.1 SPOT TESTS

3.1.1 CHEMO NICKEL TEST

Een eenvoudige test om nickel te detecteren
in metalen voorwerpen.

REF: NT

Een eenvoudige test om cobalt te detecteren
in metalen voorwerpen tot 8.3ppm (parts/million).

REF: CTCHEMO

EMAIL

info@dermat.be

TELEFOON

0032 (016) 40 05 45

ADRES

Ambachtenlaan 38
3001 Heverlee

www.dermat.be