

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT


DERMAT
MEDICAL SUPPLIES
016/ 40 05 45
info@dermat.be
www.dermat.be



AESTHETIC SURGERY
DERMATOLOGY
CHIRURGIA ESTETICA
DERMATOLOGIA



* M: Nefos 6

Version with flat armrests / Versione con braccioli automatici



Version with extra comfort mattress
Versione con materasso extra comfort

COD. 1213

Tesera is equipped with high-performance and silent electronics and a practical standard handset control. Bi-Zak mattress with wide customization.

IDEAL FOR: diagnostics, check-up, dermatology and aesthetic surgery, pharmacy and dentistry.

Tesera è dotata di elettronica altamente performante e silenziosa e di una pratica pulsantiera standard. Materasso Bi-Zak con ampia possibilità di personalizzazione.

IDEALE PER: diagnostica, check-up, dermatologia e chirurgia estetica, farmacia e dentale.


* The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.


Focus on

- **Standard handset control with 1 MEMORY function** **NEW**
- AUT function: automatic return to the original position (chair)
- SYNCHRO function: synchronized backrest/legrest movement (ONLY by handset control)
- Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering
- Entirely enclosed ABS casing
- Fully customizable
- **Standard version includes: 4 electric motors (height, back, leg, trendelenburg adjustment), handset control and anatomic Bi-Zak mattress without stitching (adjustable headrest and footrest)**


- **Pulsantiera standard con 1 funzione MEMORIE** **NEW**
- Funzione AUT: ritorno automatico alla posizione base (poltrona)
- Funzione SYNCHRO: movimento schiena/gambe sincronizzato (SOLO con pulsantiera)
- Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Carter in ABS completamente chiuso
- Totalmente personalizzabile
- **La versione standard include: 4 motori elettrici (regolazione altezza, schienale, gamba, trendelenburg), pulsantiera e materasso anatomico Bi-Zak senza cuciture (testa e piedi regolabili)**



Packaging details



MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA
200 kg



STANDARD CONTROL

4M

4 ELECTRIC MOTORS

MEMORY

M1 - MEMORY FUNCTION

AUT

AUT FUNCTION

SYNCHRO

SYNCHRO FUNCTION



COMANDO STANDARD

4M

4 MOTORI ELETTRICI

MEMORY

M1 - FUNZIONE MEMORIE

AUT

FUNZIONE AUT

SYNCHRO

FUNZIONE SYNCHRO



Removable headrest with manual adjustment
Testa estraibile con regolazione manuale

63-94 cm
(24,8"-37")

Electric height
Altezza elettrica



70°

Electric backrest
Schiena elettrica



Version with flat armrests
Versione con braccioli automatici

Synchronized backrest/legrest movement
Movimentazione sincronizzata schiena/gambe

ONLY by handset control
SOLO con pulsantiera



20°


Electric Trendelenburg
Trendelenburg elettrico



54°

Electric legrest
Gambe elettriche

MATTRESS CUSTOMIZATION PERSONALIZZAZIONE MATERASSO



The innovative Nefos materials - which are exclusive for LEMI products - and their special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Their extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

Gli innovativi materiali Nefos - che sono un'esclusiva dei prodotti LEMI - ed il loro speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le loro straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** of the **COLOR CHARTS**.

ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY TECNOLOGIA ANTIMICROBICA



WHAT DOES IT MEAN?

The Nefos vinyl leather fabric is made through production processes involving an antimicrobial additive technology. Studies show that fabrics treated with this technology are up to 99.9% resistant to harmful bacteria.

The exceptional result that derives from it is a sanitized fabric with a permanent effect, whose matrix guarantees safety from any contamination thanks to the antibacterial, antifungal and anti-mold effect, which protects the coating from fungal attacks that can cause damage or bad smells, for the entire product's life cycle. The antimicrobial additive technology protects the fibers without changing their characteristics, thus preserving their freshness over time.

A high level of hygiene is essential, that's why this kind of technology was chosen by LEMI for all its bed and chair lines. The peculiarity of these coatings has allowed LEMI to give further value to its products, since thanks to this technology, the cleaning phase of Nefos vinyl leather fabric does not require the use of sanitizing products but requires the use of a soft cloth moistened and soapy, to be rinsed simply with clean water.

CHE COSA SIGNIFICA?

La linea di rivestimenti in vinilpelle Nefos è realizzata attraverso processi produttivi che coinvolgono una tecnologia additivante antimicrobica. Studi dimostrano che i tessuti trattati con questa tecnologia sono resistenti fino al 99,9% ai batteri nocivi.

Il risultato eccezionale che ne deriva è un tessuto igienizzato ad effetto permanente, la cui matrice garantisce sicurezza da eventuali contaminazioni grazie all'effetto antibatterico, antifungino e antimuffa, il quale protegge il rivestimento da attacchi micotici che possono essere causa di danni o di cattivi odori, per l'intera durata del ciclo di vita del prodotto. La tecnologia additivante antimicrobica protegge le fibre senza modificarne le caratteristiche, conservandone così la freschezza nel tempo.

Un alto livello di igiene è fondamentale, ecco perché questo tipo di tecnologia è stata scelta da LEMI per tutte le sue linee di poltrone e lettini. La peculiarità di questi rivestimenti ha permesso a LEMI di dare un ulteriore pregio ai propri prodotti, poiché proprio grazie a questa tecnologia, la fase di pulizia dei tessuti vinilpelle Nefos non necessita dell'utilizzo di prodotti igienizzanti ma prevede l'uso di un panno morbido inumidito e insaponato, da sciacquare semplicemente con acqua pulita.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE** dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** delle **CARTELLE COLORI**.

BASE CUSTOMIZATION PERSONALIZZAZIONE BASE

ABS PLASTIC FINISHES



White
Bianco



Grey
Grigio

We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. The result is a very strong material that is scratch resistant and easy to clean.

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. Il risultato è un materiale molto robusto, resistente ai graffi e facile da pulire.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE FINISHES** of the **BASES** and **MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES** and the **COLOR CHARTS**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DELLE FINITURE** delle **BASI** e dei **RIVESTIMENTI** dei **MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** della **LUXURY BOX** e delle **CARTELLE COLORI**.

ACCESSORIES UPON REQUEST ACCESSORI SU RICHIESTA

All chairs have a standard setting customizable upon request.

Tutte le poltrone hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Flat armrest couple
Coppia braccioli automatici



Small Zak headrest
Testa Zak piccola



Strip headrest
Testa strip




Anto headrest for hair transplant
Testa Anto per trapianto capelli



Mattress XL
Materasso XL



Extra comfort mattress with
Memory Foam
Materasso extra comfort con
Memory Foam



Option 180° rotation
Opzione rotazione 180°



Plastic leg protection
Proteggi gambe in plastica



Foot pedal control with memory function
Pedaliera con funzione memorie



Wireless foot pedal control with
memory function (NO foot pedal
with cable NO remote control)
Pedaliera wireless con funzione
memorie (NON compatibile con il
pedale a filo e con la pulsantiera)



Roll Holder (66 cm)
Roll Holder (75 cm) for XL mattress
Portarotolo (66 cm)
Portarotolo (75 cm) per materassi XL



Wheels with brake
Ruote con freno



Curtain holder (fixed with rotating
clamp and guides on the seat)
Reggitelo (da fissare con morsetto
girevole e guide schiena)



I.V. Rod (fixed with rotating clamp
and guides on the back)
Asta portaflebo (da fissare con
morsetto girevole e guide schiena)



Seat guide couple
Coppia guide seduta



Back guide couple
Coppia guide schiena



Fixed clamp
Morsetto fisso



Rotating clamp
Morsetto girevole



Blood sample taking armrest couple (fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia braccioli da prelievo con snodo (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)



Medical armrest couple (to be fixed with rotating clamp and guides on the back)
Coppia braccioli medicali (da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)



Heel support couple (fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia reggitallone (da fissare con morsetti fissi e guide sulla seduta)



Thigh supports couple (fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia reggicoscce con snodo (da fissare con morsetti fissi e guide seduta)



Inox tray with support (fixed with fix clamp and guides on the seat)
Vassoio inox completo di telaio (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)



Hemo foot headrest
Supporto piede Hemo



UK cable
Cavo UK



USA cable
Cavo USA



Customization with logo
Personalizzazione con logo

TECHNICAL REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

ABSORPTION ASSORBIMENTO	VOLTAGE VOLTAGGIO	POWER POTENZA	FREQUENCY FREQUENZA	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
4 Amax (1,7 A)	100 Vac (240Vac)	250W	50/60 Hz	IP 54	60601-1	CLASS II

TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 63 CM / 24,8"

MAXIMUM HEIGHT: 94 CM / 37"

ANGLE OF INCLINATION TRENDELENBURG: 20°

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 70°

ANGLE OF INCLINATION LEG REST: 54°

ANGLE OF INCLINATION HEAD REST: 27°

MATTRESS LENGTH: 190 CM / 74,8"

MATTRESS WIDTH: 62 CM / 24,4"

THICKNESS OF ANATOMIC MATTRESS: 12 CM / 4,7"

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY: UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 63 CM

ALTEZZA MASSIMA: 94 CM

ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 20°

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 70°

ANGOLO INCLINAZIONE GAMBA: 54°

ANGOLO INCLINAZIONE TESTA: 27°

LUNGHEZZA MATERASSO: 190 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 62 CM

SPESSORE MATERASSO ANATOMICO: 12 CM

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS

UNDEFORMABLE FOAM: 5 YEARS

STRUTTURA: 10 ANNI

MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI

GOMMA INDEFORMABILE: 5 ANNI

REGULATIONS

All Equipment is **CE** marked

Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio **CE**

Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Brusaferrì & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemimd.com