

Cartouches Cryopen XP



A utiliser avec des cartouches de N2O de 8g ou 16g :

Cartouches N2O 8g : 1 boîte contient 24 cartouches - 1 carton contient 12 boîtes

Cartouches N2O 16g : 1 boîte contient 6 cartouches - 1 carton contient 12 boîtes

CryoPen XP est livré avec un convertisseur permettant de passer d'une cartouche de 8g à une cartouche de 16g.

Une fois perforée, la pression reste sans perte pendant de nombreuses semaines.

Conserver à température ambiante.