

## Fauteuil de Therapie BMB Ergolys



- La dialyse nécessite de rester entre 4 et 5 heures durant la journée, le plus souvent trois fois par semaine, dans un fauteuil qui devra, par conséquent, être d'un très grand confort.
- Le fauteuil Ergolys devient lit et s'adapte à toutes les morphologies pour le plus grand confort du patient en dialyse.
- Le fauteuil-lit Ergolys optimise le soin, l'autonomie, le confort et la détente du patient.
- Ergolys peut également accueillir des patients en chimiothérapie.

### Caractéristiques

Nombre de sections	3 parties
Réglage de la hauteur	électrique
Réglage du dossier	électrique
Réglage appui-jambes	électrique
Réglage Déclive	électrique
Mobile	4 roues individuelles freinées
Commande manuelle	✓
Fonctions de mémoire	préprogrammées
Matelas	mousse haute résilience/PE/Viscoélastique
Charge maximale	200 kg
Châssis	acier epoxy

### Dimensions

Longueur en position assise	163 cm
Longueur en position couchée	235 cm
Largeur	110 cm
Réglage en hauteur	62-102 cm
Angle d'inclinaison dossier	75 °
Diamètre roues/roulettes	12,5 cm
Poids	250 kg