

Cryopro maxi 0,5l

RÉFÉRENCE PRODUIT: 412



La cryochirurgie à l'azote liquide est le traitement privilégié ou une méthode alternative pour le traitement de nombreuses lésions cutanées et érosions cervicales.

Le CryoPro est disponible en deux tailles :

- CryoPro Maxi avec une capacité de 500 ml (durée de conservation statique de 20 à 24 heures)
- CryoPro Mini avec une capacité de 350 ml (12 -14 heures de maintien statique)

Chaque unité est livrée avec un jeu d'applicateurs de spray pour les lésions les plus courantes (verrues, petites tumeurs, etc.).

En option, les sondes de contact sont disponibles en différentes tailles. Ces sondes sont particulièrement utiles pour vérifier la propagation latérale du gel. (par exemple, près de l'œil ou dans la cavité buccale).

Les sondes de contact sont sélectionnées en fonction de la lésion réelle, et elles permettent une congélation profonde avec une propagation latérale minimale.