

Cryopen XP cartridges



Te gebruiken met 8g of 16g N2O-cartridges:

8g N2O-cartridges: 1 doos bevat 24 patronen - 1 carton bevat 12 dozen

16g N2O-cartridges: 1 doos bevat 6 cartridges - 1 carton bevat 12 dozen

CryoPen XP wordt geleverd met een convertor om te schakelen tussen 8g en 16g cartridges.

Eenmaal geperforeerd blijft de druk zonder verlies gedurende vele weken.

Bewaring op kamertemperatuur.